

Primo soccorso



Vantaggi

facilità d'uso sicurezza: dispositivo medico

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
60111	200 ml		10

DESCRIZIONE

200 ml ph neutro prugna - soluzione neutralizzante soluzione sterile tampone fosfato (4,9%) acidi e basi neutralizzanti. porta molto velocemente il ph dell'occhio ad un valore normale di 7,4. flacone da 200 ml dotato di oculare ergonomico e fornito con tappo. flacone da 200 ml da utilizzare singolarmente o come ricarica su stazioni di lavaggio oculare e scatole. tempo di risciacquo: 2 min

SETTORI

- Cave minerarie
- Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)
- Costruzione meccanica
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco
Colore 2	Blu
Peso	200 g
Dimensioni	165 x 55 mm

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **DGM-272** rilasciato da Presafe (0543) Tuborg Parkvej 8 DK-2900 Hellerup Denmark



DIRECTIVE 93/42/EEC ON MEDICAL

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE