

Primo soccorso



Vantaggi

facilità d'uso sicurezza: dispositivo medico

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
60110	200 ml		10

DESCRIZIONE

soluzione oftalmica - incidenti che coinvolgono corpi estranei soluzione salina sterile di cloruro di sodio (0,9%) in caso di proiezione di particelle solide (polvere, trucioli, schegge metalliche, ecc.) o liquidi (prodotti chimici come oli o solventi). flacone da 200 ml dotato di oculare ergonomico e fornito con tappo. flacone da 200 ml da utilizzare singolarmente o come ricarica su stazioni di lavaggio oculare e scatole. tempo di risciacquo: ca. 2 minuti

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria chimica e farmaceutica

Industria leggera

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco
Colore 2	Verde
Peso	200g
Dimensioni	165 x 55 mm

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **DGM-272** rilasciato da Presafe (0543) Tuborg Parkvej 8 DK-2900 Hellerup Denmark



DIRECTIVE 93/42/EEC ON MEDICAL

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE